

## TECHNISCHES DATENBLATT

### 58048 // PROTECTASEPT DUO WIPES

Typ:	Desinfektionstücher, gebrauchsfertig, neutral
Größe:	14 x 21 cm
Verpackungseinheit:	1.248 Stück (26 Flowpacks à 48 Tücher)



Abbildung ähnlich



### Beschreibung

Gebrauchsfertige Hygienetücher zur Händedesinfektion und zur Desinfektion von alkoholverträglichen Flächen, aus 100% biologisch-abbaubaren Zellulose-Fasern mit optimaler Wirkstoffabgabe und breitem Wirkungsspektrum, mit Desinfektionsmittel getränkt und sehr gut hautverträglich, sehr praktische und einfache Entnahme und Anwendung des Flowpack mit wiederverschließbarem Deckel, „ein-Hand-Entnahme“ durch einzelne Tücher möglich, Tuchgröße von 14 x 21 cm, Flowpack mit 48 Tüchern mit neutralem Geruch, Wirksamkeit nach EN 1500, EN 13727/13624, EN 14476, Zulassung als Biozid, Vertrieb gemäß Biozidprodukterichtlinie nur in Deutschland, Biozidprodukte vorsichtig verwenden, vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen, Behältnisse gut verschlossen halten, Haltbarkeit: 2 Jahre, Standzeit: 28 Tage, Biozid-Nr.: N-96396

### Präparate-Typ

Gebrauchsfertige, vorgetränkte Hygienetücher zur Desinfektion der Hände und Desinfektion von alkoholverträglichen Flächen.

### Anwendung

Vor der Desinfektion stark verschmutzte Hände wie auch Flächen reinigen. Zur Flächendesinfektion die Fläche vollständig benetzen und gegebenenfalls mit einem zweiten Tuch nachwischen. Die Fläche muss während der gesamten Einwirkzeit feucht gehalten werden. Die Einwirkzeiten beachten. Zur Händedesinfektion die trockenen Hände mit dem feuchten Tuch benetzen und über die gesamte Einwirkzeit feucht halten; gegebenenfalls ein weiteres Tuch nutzen.

### Zusammensetzung

In 100g Tränkflüssigkeit sind enthalten: 0,8g Didecyldimethylammoniumchlorid; 0,5g 2-Phenoxyethanol

### Einwirkzeiten

Wirksamkeiten der Tränklösung:

Hygienische Händedesinfektion EN 1500: 60 Sek.

Flächendesinfektion: Bakterizid/levurozid EN 13727/13624 (hohe Belastung): 30 Sek.

Flächendesinfektion: Begrenzt viruzid nach EN 14476 (geringe Belastung): 60 Sek.

### Vertrieb

Vertrieb gemäß Biozidprodukterichtlinie nur in Deutschland.

Kreissparkasse Köln

IBAN: DE49 3705 0299 0127 2721 64  
BIC: COKSDE33XXX

Sparkasse Köln/Bonn

IBAN: DE32 3705 0198 1933 3245 90  
BIC: COLSDE33XXX

HypoVereinsbank

IBAN: DE63 3702 0090 0027 7497 39  
BIC: HYVEDEMM429

Es gelten unsere allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen (zu finden unter [www.nitras.de](http://www.nitras.de) oder auf Anfrage). Our general terms and conditions of business and delivery apply (can be found at [www.nitras.de](http://www.nitras.de) or on request).