

## TECHNISCHES DATENBLATT

### 8210 // SUPREME LATEX

Material:	Latex, naturfarben
Beschichtung:	-
Grösse(n):	XS-XL
Verpackungseinheit:	1000 Stück (10 Boxen à 100 Stück)
Zertifizierung:	-



### Beschreibung

NITRAS SUPREME LATEX, Latex-Einmalhandschuhe, naturfarben, unsteril, Rollrand, puderfrei, hergestellt nach EN 455, für Lebensmittelkontakt, beidseitig tragbar, medizinische Untersuchungshandschuhe, doppelt chloriert, mikrogeraute Oberfläche, Farbleitsystem für Größen, AQL 1,5, 10 Boxen à 100 Stück

	Material	Farbe
Handinnenfläche	Latex	Naturfarben
Zeigefinger und Daumen	Latex	Naturfarben
Handrücken	Latex	Naturfarben
Fingerspitzen	Latex	Naturfarben
Stulpe / Strickbund	Latex	Naturfarben

Materialstärke (ca.)	mm
Finger	0,17 ± 0,03
Innenhand	0,14 ± 0,02
Stulpe	0,10 ± 0,02

**Kreissparkasse Köln**  
IBAN: DE49 3705 0299 0127 2721 64  
BIC: COKSDE33XXX

**Sparkasse Köln/Bonn**  
IBAN: DE32 3705 0198 1933 3245 90  
BIC: COLSDE33XXX

**HypoVereinsbank**  
IBAN: DE63 3702 0090 0027 7497 39  
BIC: HYVEDEMM429

Es gelten unsere allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen (zu finden unter [www.nitras.de](http://www.nitras.de) oder auf Anfrage). Our general terms and conditions of business and delivery apply (can be found at [www.nitras.de](http://www.nitras.de) or on request).

Abmessungen	Größe	Werte
Länge (mm)	alle Größen	min. 230
Breite Handfläche (mm)	XS	78 ± 3
	S	83 ± 3
	M	93 ± 3
	L	102 ± 3
	XL	112 ± 3

Materialeigenschaften	Standard vor dem Altern	Standard nach dem Altern
Reißdehnung (%)	min. 750 (Richtwert: 650-750)	min. 650 (Richtwert: 500-600)
Reißfestigkeit (MPa)	min. 21 (Richtwert: 18-22)	min. 18 (Richtwert: 14-18)

### Aufbewahrung

Die Produkte müssen sachgerecht gelagert werden, d.h. in Kartons in kühlen, trockenen Räumen. Einflüsse wie Feuchtigkeit, Temperaturen, Licht sowie natürliche Werkstoffveränderungen während eines Zeitraumes können eine Änderung der Eigenschaften zur Folge haben.

### Haltbarkeit

Siehe Umverpackung

#### Kreissparkasse Köln

IBAN: DE49 3705 0299 0127 2721 64  
BIC: COKSDE33XXX

#### Sparkasse Köln/Bonn

IBAN: DE32 3705 0198 1933 3245 90  
BIC: COLSDE33XXX

#### HypoVereinsbank

IBAN: DE63 3702 0090 0027 7497 39  
BIC: HYVEDEMM429

Es gelten unsere allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen (zu finden unter [www.nitras.de](http://www.nitras.de) oder auf Anfrage). Our general terms and conditions of business and delivery apply (can be found at [www.nitras.de](http://www.nitras.de) or on request).